





BD Stent

Биодеградирующий пищеводный стент



BD Stent



(843) 245 22 75
(843) 245 22 85
www.stents.ru
info@stents.ru

Биодеградация

Прекрасная гибкость

Рентгенконтрастные маркеры

Уникальная система доставки

Биодеградирующий пищеводный стент BD Stent

Биодеградирующий стент BD предназначен для лечения доброкачественных стриктур пищевода (пептических, анатомических, ожоговых) и ахалазии, резистентной к стандартной терапии.

Показания:


Доброкачественные стенозы (пептические, ожоговые), резистентные к традиционному лечению.
Ахалазия, резистентная к стандартной терапии.
Стриктуры анастомозов.

Преимущества:

- ☑ **Биодеградация** – отсутствие необходимости извлечения.
- ☑ **Система доставки «ракета»** – легкая установка и безопасное извлечение системы доставки.
- ☑ **Отделяемая сегментированная олива** – предотвращение неудобств, при извлечении системы доставки.
- ☑ **Форма и радиальная сила стента сохраняется в течении 6-8 недель после имплантации** – более длительный период времени дилатации в сравнении с традиционными методами, поддержание структуры в расправленном состоянии.
- ☑ **Стент полностью рассасывается в течение 11-12 недель после имплантации** – отсутствует необходимость извлечения.
- ☑ **Специальная форма стента** – снижению частоты миграции.
- ☑ **Рентгенконтрастные маркеры** – хорошая визуализация.


Дополнительная информация:

Стент стерил и упакован отдельно от системы доставки. Стент помещается в систему доставки вручную непосредственно перед установкой.
Активная длина системы доставки 75 см.
Проксимальный диаметр 5.9 мм (18F), дистальный диаметр 9.4 мм (28F).
Рекомендуется установка по сверхжесткому проводнику: 0,035" (0,89 мм) длиной минимум 220 см.



Доступные размеры:

Кат. №	Диаметр стента, [мм]	Диаметр концов стента [мм]	Длина стента, [мм]
019-10A-23/18/23-060	18	23	60
019-10A-23/18/23-080			80
019-10A-23/18/23-100			100
019-10A-25/20/25-060	20	25	60
019-10A-25/20/25-080			80
019-10A-25/20/25-100			100
019-10A-28/23/28-060	23	28	60
019-10A-28/23/28-080			80
019-10A-28/23/28-100			100
019-10A-31/25/31-060	25	31	60
019-10A-31/25/31-080			80
019-10A-31/25/31-100			100
019-10A-31/25/31-135			135



Региональный представитель:

Производитель:
ELLA-CS, s.r.o., Czech Republic

Представитель в России:
ООО «Медэра»
г. Казань, пр. Ямашева, 36.
Тел: (843) 2452275, 2452285
E-mail: info@stents.ru www.stents.ru