

# Enterella

## Колоректальный стент



Легкое высвобождение стента

Превосходная гибкость стента и системы доставки

Закругленные атравматичные концы

Рентгенконтрастные маркеры

Возможность репозиции стента во время установки

Полиуретановое покрытие



[www.stents.ru](http://www.stents.ru)  
[info@stents.ru](mailto:info@stents.ru)  
тел.: 8 800 1001 758

## Колоректальный стент Enterella

Саморасширяющийся нитиноловый стент, помещенный в систему доставки. Установка под эндоскопическим и/или рентгеноскопическим контролем. Имеются модификации стента с полиуретановым покрытием и без покрытия.

### Показания:

Паллиативное лечение злокачественных стриктур прямой кишки, сигмовидной кишки и дистального отдела нисходящей кишки. Колоэнтеральные и/или коловезикальные свищи (покрытые колоректальные стенты).

### Противопоказания:

Перфорация кишки.  
Тяжелый асцит.  
Внутрибрюшной абсцесс.  
Тяжелая коагулопатия.  
Ишемия кишки.

### Преимущества:

- ☑ **Атравматичные концы** — снижение вероятности травматизации желудочно-кишечной стенки.
- ☑ **Превосходная гибкость** — легкое прохождение стента по сложным анатомическим изгибам.
- ☑ **Рентгенконтрастные маркеры на теле и на обоих концах стента** — превосходная визуализация стента.
- ☑ **Стальная петля на аборальном конце стента** — возможность репозиции стента в течение пяти дней после установки.
- ☑ **Система репозиции стента** — возможность втянуть стент обратно в систему доставки во время имплантации.

### Дополнительная информация:

Система доставки имеет диаметр 13F (4,3 мм) для непокрытых стентов и 18F (6,0 мм) для покрытых, длина системы доставки — 95 см (под заказ возможна система доставки длиной 135 см).  
Рентгенконтрастная атравматичная олива.  
Совместим с проводником 0,035" (0,89 мм).  
Укорочение стента до 50%.


### Доступные размеры:

Стандартные модификации колоректальных стентов Enterella (покрытые стенты поставляются по заказу):

Кат. №	Диаметр стента [мм]	Длина стента [мм]
0 19-05-22-082	22	82
0 19-05-22-090	22	90
0 19-05-22-113	22	113
0 19-05-22-135	22	135
0 19-05-25-080	25	82
0 19-05-25-090	25	90
0 19-05-25-113	25	113
0 19-05-25-135	25	135
0 19-05-30-075	30	75
0 19-05-30-088	30	88
0 19-05-30-112	30	112
0 19-05-30-123	30	123
0 19-05-30-136	30	136



Атравматичные концы




Рентгенконтрастные маркеры



Легкое высвобождение



Превосходная гибкость



Стальная петля



Региональный представитель:

Производитель:  
**ELLA-CS, s.r.o.**  
Czech Republic

Представитель в России:  
**ООО «Медэра»**  
г. Казань, пр. Ямашева, 36.  
Тел: (843) 2906910, 5199702, 5199703  
E-mail: info@stents.ru www.stents.ru